

via GO[®]

Kompaktowy dodatkowy napęd ułatwiający pchanie wózka inwalidzkiego

alber

alber

via GO[®]

NOWOŚĆ

Dodatkowy napęd do wózków inwalidzkich

Na alber.de znajdziesz jeszcze więcej informacji na temat via GO i dofinansowania jakie możesz pozyskać. Zespół obsługi klienta w Alber GmbH z niecierpliwością czeka na spotkanie i z chęcią udzieli Ci porady oraz wszelkiej pomocy.

Urządzenie via GO jest zgodne ze standardem EC według z europejskiego rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych (MDR) 2017/745 i zostało przetestowane dobrowolnie przez TÜV SÜD zgodnie z najnowszą edycją normy produktowej EN 12184.

Nasze zaangażowanie w jakość: Twoje bezpieczeństwo! Alber posiada certyfikat aktualnej normy zarządzania jakością ISO 13485 w sprawie wyrobów medycznych. Nasz system zarządzania środowiskowego, certyfikowany zgodnie z normą ISO 14001, zapewnia bezpieczną produkcję naszych urządzeń w sposób przyjazny dla środowiska.

AlberGmbH
Vor dem Weissen Stein 14
72461 Albstadt-Tailfingen, Niemcy
info@alber.de

Telefon: +49 (0)7432 2006-0

www.alber.de



RUSZAJ Z via GO!
Zapoznaj się funkcjami i właściwościami napędu u lokalnego dystrybutora.
Z łatwością znajdziesz opis i recenzję produktu od partnerów firmy ALBER na stronie:
WWW.ALBER.DE

WYPRODUKOWANO W NIEMCZECH



Z Via GO jazda jest lekka i przyjemna



Wydajny, łatwy w obsłudze dodatkowy napęd wspomagający pchanie wózka inwalidzkiego.

Pojawiają się takie chwile, gdy nawet nawierzchnia chodnika czy lekkie nachylenie może stać się przeszkodą nie do pokonania w codziennym życiu. Dzięki via GO – wydajnemu, łatwemu w obsłudze napędowi firmy Alber – możesz zapewnić sobie i osobie towarzyszącej odpowiednią pomoc bez wysiłku i opanować takie sytuacje. Odkryj na nowo niezależną mobilność i ciesz się każdym wyjazdem.

Wysokiej jakości, kompaktowy napęd pasuje do prawie wszystkich popularnych modeli wózków inwalidzkich. Twój sprzedawca produktów medycznych sprawdzi, czy Twój wózek jest kompatybilny i zapewni fachową pomoc w zakresie dopasowania.

via GO – przesuwa granice.

Kompaktowy i wygodny

Poczuj więcej: niezwykle praktyczny.

Dzięki imponującej wszechstronności via GO stanie się Twoim codziennym towarzyszem – zarówno podczas codziennych zadań, jak i wycieczek. Dzięki kompaktowym wymiarom i lekkiej konstrukcji, napęd jest bardzo łatwy w obsłudze i można go szybko schować, aby zaoszczędzić miejsce.

Odporny i wytrzymały

Jazda bez najmniejszego wysiłku.

Każde miasto ma wzniesienia i podjazdy. Via GO zapewnia odpowiednią pomoc wtedy, gdy jej potrzebujesz, dzięki czemu możesz bez problemu zabrać swoich bliskich w podróż i pokonać do 10 mil, czyli około 16 km.

Intuicyjny i elastyczny


Myślenie - "Da się zrobić".

Nawet bez wcześniejszej wiedzy, korzystanie z via GO jest tak proste, że możesz z uruchomić go natychmiast. Duże przyciski o prostym kształcie sprawiają, że sterowanie jest proste. Co ważne, nie musisz zdejmować via GO, aby złożyć wózek.

Bezpieczny i niezawodny

Najwyższa jakość urządzeń Alber.

Urządzenie via GO to połączenie ogromu doświadczenia i obszernej wiedzy firmy Alber, która jest specjalistą i liderem na rynku dodatkowych napędów do wózków inwalidzkich. Produkty Alber regularnie wyznaczają nowe standardy i są synonimem niezawodności i bezpieczeństwa potwierdzonego przez TOV.



WYPRODUKOWANO W NIEMCZECH

Dane techniczne via GO

Wymiary

Jednostka napędowa 6.7 x 9.4 x 10.6 w (Szer. x Wys. x Dł.)

Jednostka sterująca 1.4 x 3.7 x 1.1 (Szer. x Wys. x Gł.)

Prędkość 0.9-3.4. km/h

Zasięg do 10 mil (tj. około 16 km) - zintegrowany akumulator

litowo-jonowy

Udźwig 330 funtów (tj. około 148 kg)

Nachylenie do 16%

Waga

Ładowarka 1.19 funta (tj. około 0,5 kg)

Jednostka napędowa 12,87 funtów (tj. około 6 kg)

Jednostka sterująca 0,31 funta (tj. około 0.14 kg)

W zależności od wagi użytkownika, topografia i temperatura otoczenia zgodnie z ISO 7176-4

*1 Mogą być niższe w zależności od używanego wózka i umiejętności osoby sterującej.




Codziennie życie jest po prostu łatwiejsze.

Zarówno sterowanie, jak i instalacja komponentów via GO są proste i przyjazne dla użytkownika

Mały, ergonomiczny moduł sterujący można łatwo przymocować do rączek wózka inwalidzkiego.

Sprytne urządzenie montażowe umożliwia zwyczajne złożenie wózka, nawet przy zamontowanym napędzie.

Dzięki lekkiej konstrukcji i dużemu uchwytowi, jednostka napędowa jest niezwykle łatwa w montażu i demontażu.



www.alber.de